

VOCÊ SABE QUAL É O ETANOL CORRETO A SER USADO EM ALGUNS TESTES DE MICOTOXINAS*?

ÁLCOOL DE POSTO DE GASOLINA? NÃO!

ÁLCOOL 92,8° GLP ? NÃO!

ÁLCOOL 46,2° GLP ? NÃO!

ÁLCOOL GEL DILUÍDO? NÃO!

Nenhum desses pode ser usado!



o etanol correto para testes de micotoxinas é o

ÁLCOOL ETÍLICO A PARTIR DE 99% P.A.



Que álcool é esse?

É um álcool de qualidade e com, no mínimo, 99% de pureza, ideal para análises minuciosas.



Onde é encontrado?

Em lojas especializadas em produtos químicos e demais materiais para laboratório.



O que acontece se o teste for realizado com outro tipo de álcool?

Os resultados serão incorretos!

*Leia o Manual e descubra se o teste que você vai fazer requer etanol! E conheça os kits que utilizam ÁGUA na extração, fale com um de nossos vendedores.

envirologix.com.br/testes-de-micotoxinas

 ENVIROLOGIX